

DM0636

多用途低速离心机

特点优势

- 转速设定范围300rpm-6000rpm
- 最大容量: 100mLx4
- 可设置9档加速和10档减速, 分离效果佳
- 附件种类多, 固定角度转子和甩平转子均可适配
- 转子自动识别
- 瞬时离心功能
- 9组程序存储, 极大简化操作
- 直流无刷电机免维护
- 兼容旋盖试管, 采血管和尿液采集管
- 大量不同用途附件可选



技术参数	DM0636
转速范围	300-6000rpm 步进:10rpm
最大相对离心力	4100xg
转速精度	±20rpm
转子容量	100mLx4
运行时间	30秒至99分/连续运行
电机类型	直流无刷电机
显示屏	LCD
自定义程序存储	9
安全性能	舱门互锁、 转子不平衡保护、 超速、过温、状态诊断系统
加减速档位	9档↑/10档↓
功率	660W; 单相 AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 6.3A; AC110V-120V,50Hz/60Hz,10A
噪声	≤65dB
外形尺寸[长×宽×高]	570×445×295mm
重量	36kg
认证	CE
其他功能	转速/相对离心力转换、转子识别

应用

DM0636多用途低速离心机适用于临床化学、细胞学、研究实验室、工业实验室等领域的样品离心。

DM0636离心机可携带各种旋盖试管、血液收集管和尿液收集管。甩平转子及适配器可在低速下与100mL以下标准试管适配。



SE4-100
(标准配件)

货号19400041

适用于DM0636

最高转速: 4000rpm

最大相对离心力: $2950 \times g$

转子材质：不锈钢转子和适配器

[illegible]

适配转子

S2-MP

货号19400062

DM0636

最高转速: 4000rpm

最大相对离心力: $2200 \times g$

转子容量: 384孔PCR/96孔PCR/酶标板
 $\times 8$ pcs; 深孔板 $\times 4$ pcs

转子材质: 不锈钢机身, 铝制转头



AS6-50V

(尖底)

货号19400038

DM0636

最高转速: 6000rpm

最大相对离心力: $4020 \times g$

转子容量: 50mL $\times 6$ 或15mL $\times 6$

转子材质: 铝

生物密封: 是



AS12-PCR8

货号19400036

DM0636

最高转速: 6000rpm

最大相对离心力: $4020 \times g$

转子容量: PCR8连管 $\times 12$

转子材质: 铝

生物密封: 是



AS18-5V

(尖底)

货号19400035

DM0636

最高转速: 6000rpm

最大相对离心力: $4020 \times g$

转子容量: 5mL $\times 18$

转子材质: 不锈钢机身、铝制转头

生物密封: 是



AS30-2

货号19400034

DM0636

最高转速: 6000rpm

最大相对离心力: $4020 \times g$

转子容量: 2mL $\times 30$

转子材质: 铝

生物密封: 是



A8-50

(圆底)

货号19400039

DM0636

最高转速: 5000rpm

最大相对离心力: $3960 \times g$

转子容量: 50mL $\times 8$ 或15mL $\times 16$

转子材质: 铝制机身、不锈钢适配器

(含适配器 SE100P31x8, SE100P17x16)



AS60-2

货号19400037

DM0636

最高转速: 6000rpm

最大相对离心力: $4020 \times g$

转子容量: 2mL $\times 60$

Rotor 转子材质: 铝

生物密封: 是



A30-15

(圆底)

货号19400040

DM0636

最高转速: 4500rpm

最大相对离心力: $3210 \times g$

转子容量: 15mL $\times 30$

转子材质: 铝制机身、不锈钢适配器

(含适配器 SE100P17x30)

