

Smart VAC

台面小型真空吸液器

1L台面小型真空吸液器配置可更换电池，专为少量液体的灵活处理研制，一键控制，操作简单，应用广泛。

特点优势

- **小巧便携，节省空间**
适用于超净工作台等任意台面，收集瓶独立于真空源及电源以外，可以放置在任意位置。
- **内置可充电电池，一键启动，独立工作**
充满电后可连续工作 12h。
- **快速吸液，安全可靠**
吸液速率达 1.6 L/min；疏水过滤器可保护设备免受污染。
- **吸液、抽滤双功能**
标配 1L 收集瓶，选配 500mL 收集瓶（可高压灭菌）及抽滤瓶。



- 去除上清收集沉淀；
- 细胞培养传代换液；
- 台面废液快速清除；
- 试剂抽滤。

技术参数

最大真空度	600mbar
吸液速率	1.6 L/min
收集瓶容积	标配1L，选配500mL、抽滤瓶
吸液适配器	标配单道推出器(适配1ml吸头)， 选配八针针头组件
电机类型	无刷电机
供应电源	DC 12V，1.0A
电池容量	可充电锂电池2000mAh
噪音	53dB
尺寸[长×宽×高]	127 x 144 x 244mm
重量	0.5kg

