

Levo Plus

大容量电动移液器

速度控制准确，符合人体工程学设计的
快速移液解决方案



特点优势

- 6 档速度调节直观方便
- 轻量级的大容量电动移液器，可适用于玻璃或者塑料血清移液管（0.1-100mL）
- 人体工程学设计，抗疲劳高效的连续移液
- 液晶大显示屏显示速度档位和电量信息
- 动力强劲，运行安静，5s 内吸取 25mL 液体
- 长效锂电池



技术参数

吸液速度	25mL < 5s (6档)
排液速度	电动/重力
电池	可更换锂离子电池
电池使用时间	可间歇工作12小时以上
充电时间	仅需4-5小时
移液管种类	塑料管或玻璃管 (0.1-100mL) ; 巴斯德消毒管
过滤器	0.45μm疏水性滤膜
重量	208g