

宽量程V3:精准移液的革命

SC9300-V03-300

8通道全自动移液工作站

- 搭载宽量程V3技术
- 丰富的功能模块
- 支持 1~8 移液通道切换
- 小巧实用, 节省空间

PRCXI BIOINFORMATICS CO., LTD



苏州中析生物信息有限公司

地址: 苏州市吴中区甪直镇凌港路128号
电话: 0512-65026982 邮箱: info@prcxi.com

售前
客服



公
众
号



产品特点

- 搭载量程V3技术，单模块实现从微量的0.5μL到300μL，无需更换模块。
- 支持 1~8 移液通道切换，兼容多种样品管，一键完成多个实验步骤，应用领域广泛。
- 可搭载恒温、震荡、磁力、金属遇冷等模块，满足您在分子生物学、蛋白学、细胞生物学、药学等领域的多样实验需求。
- 小巧的机身设计，仅 545X405X521 mm 的尺寸，轻松放入安全柜与洁净台。

主要应用方向

结合小巧的机身，实用的 6 工作板位设计、宽量程 8 通道移液模块、可选择丰富的功能模块与适配器这些优点于一身，SC9300 -V03 可以应用在分子生物学、蛋白学、细胞生物学、药学等众多领域。

- + PCR/qPCR全自动体系构建
- + 磁珠纯化
- + 血清学实验
- + 细胞及药学实验



产品参数

板位数	6板位	
通道数	8通道	
移液技术	空气置换式	
孔板规格	微孔板、浅孔板和深孔板，各种试管及市面上大多数耗材	
移液核心性能参数	移液范围	0.5 - 300 μL
	精确度	5μL±6%;50μL±2%;200μL±1.5%
	均一度 (CV)	5μL≤3%;50μL≤1%;200μL≤1.5%
电源要求	输入电压:100-240VAC±10%，频率50/60Hz±5%;输出24V	
最大功率	180W	
工作环境	5-40℃，相对湿度 10-90%，不凝结	
尺寸	545×405×521mm	

苏州中析生物信息有限公司

地址：苏州市吴中区甪直镇凌港路128号
电话：0512-65026982 邮箱：info@prcxi.com

售前
客服



公
众
号

