

YDS-175-216 液氮生物容器

YDS-175-216 Liquid Nitrogen Biological Container

该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计，特别适用于医疗、生物科研领域。贮存制品容量大、占据空间小、液氮消耗低的特性使它们成为同类产品中最为经济的选择。




 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；

 多层方形提筒，样品购存容量更大；

 方形塑料盒，专为安瓶贮存设计；

 可配专用运输车，方便室内移动；

 可配液位监测仪，自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时，进行声光报警，确保贮存样品的安全。



选型指南
Type Selection Guide.

型号 (方提桶)		YDS-175-216
产品性能		
几何容积 (L)		175.0
口径 (mm)		216
静态液氮蒸发量 (L/D)		0.95
静态液氮保存期 (d)		184
储存容量		
10*10		
方提桶	方提桶数量 (ea)	6/ (7非标)
	方提桶尺寸 (mm)	142×144
	盒子尺寸 (mm)	134×134
	方提桶层数 (ea)	10
	2ml内旋管数量	6000/7000
25ml 单个	提桶数量 (ea)	30
	冻存架层数 (ea)	5
	血袋数量 (ea)	150
25ml 多个	提桶数量 (ea)	7
	冻存架层数 (ea)	5
	冻存盒并列数量 (ea)	10
	血袋数量 (ea)	350
50ml 单个	提桶数量 (ea)	30
	冻存架层数 (ea)	5
	血袋数量 (ea)	150
50ml 多个	提桶数量 (ea)	7
	冻存架层数 (ea)	5
	冻存盒并列数量 (ea)	8
	血袋数量 (ea)	280
容器尺寸		
高度 (含锁盖的总高) (mm)		1087
外径 (mm)		678
空重 (不含提桶) (kg)		58.5
空重 (含提桶) (kg)		78.5
配件		
锁盖		标配
保护套 (皮套)		选配
智能监控仪		选配
运输车		选配
提桶		标配6个